

# myCustom resin

powered by: **STYLEITALIANO**

Light cure resin 3 ml

sectional  
matrix  
systems



**Polydentia SA**  
via Cantonale 47 • 6805 Mezzovico-Vira • Switzerland  
**Phone** +41 91 946 29 48 • **Fax** +41 91 946 32 03  
**www.polydentia.ch** • **info@polydentia.ch**  
**Made in Switzerland**



Only for professional use  
REV 03 07.2018





## English - myCustom Resin



### Light cure flowable composite for myCustom Rings kit & Unica anterior introkit

myCustom Resin is a visible light cure flowing microhybrid composite based on tetramethylene dimethacrylate. The blue color facilitates optical control during application.

#### Indication for myCustom Resin

- Shaping of myCustom Rings tines.
- Fixing Unica anterior matrix.

#### Polymerisation

20 seconds with a standard light-curing hand lamp.

#### Storage

Store at 3-25 °C (37-77 °F). Protect from direct sunlight.

Do not use after expiry date. Close syringe immediately after use to avoid exposure to light.

#### Additional Notes

- Do not use any resin to adjust viscosity of composite material.
- Contact of resin paste with skin should be avoided, especially by anyone having known constituents allergies.

#### WARRANTY

Polydentia SA warrants this product will be free from defects in material and manufacture. Polydentia makes no other warranties including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application other than the indication of the manufacturer.

#### LIMITATION OF LIABILITY

Except where prohibited by law, Polydentia SA will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

**Keep away from children**

**For dental use only**

## Deutsch - myCustom Resin



### Lichthärtendes fließfähiges Komposit zum myCustom Rings kit & Unica anterior introkit

myCustom Resin ist ein lichthärtendes fließfähiges Komposit welches auf Butandioldimethacrylat basiert. Die blaue Einfärbung erleichtert die optische Kontrolle während der Applikation.

#### Indikationen für myCustom Resin

- Modellierung von myCustom Rings Füsschen.
- Befestigen Unica anterior matrice.

#### Polymerisation

20 Sekunden mit einer handelsüblichen polymerisation-handlichtlampe.

#### Lagerung

Lagerung bei 3-25 °C (37-77 °F). Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Spritze sofort nach Gebrauch verschlossen um vor Licht zu schützen.

#### Zusätzliche Informationen

- Das Kompositmaterial nicht mit Harz verdünnen.
- Kontakt mit der Haut sollte vermieden werden, besonders bei Personen, die bekannterweise allergische Reaktionen Inhaltsstoffe zeigen.

#### GARANTIE

Polydentia SA garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Polydentia übernimmt keine weitere Haftung, sowie keine implizite Garantie bezüglich Gebrauchstauglichkeit oder Eignung bestimmter Zwecke. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes anders als vom Hersteller angegeben.

#### HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für Polydentia SA keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschliesslich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren**

**Nur für den zahnärztlichen Gebrauch**

